



		<p>-Стерилизация газообразным пероксидом водорода для температурочувствительных приборов (Соответствует)</p> <p>-Продолжительность стерилизационного цикла. не более 50 минут (Соответствует)</p> <p>-Быстрый нагрев и система сушения внутри камеры состоящая из вєєра и обогревателя для эффективной работы (Соответствует)</p> <p>-Открытие двери должно выполняться автоматически с помощью сенсора. (Соответствует)</p> <p>-Система безопасности двери: (Соответствует)</p> <p>-Начало стерилизации только после полного закрытия и герметизации двери. Дверь должна быть заблокированной во время всего цикла стерилизации. При возникновении препятствий для защиты оператора и загруженных средств остановить закрытие двери (Соответствует)</p> <p>-Система защиты двери: Машина должна иметь внутреннюю пластину двери, чтобы защитить её от деформации. (Соответствует)</p> <p>-Размер Камеры: не менее 260x220x590 (Соответствует)</p> <p>-Объем камеры 33 литр (Соответствует)</p> <p>-Стерилизатор должен иметь сенсорный LCD дисплей который обеспечивает графический интерфейс пользователя. Оператор должен читать информацию о состоянии системы и цикла, а также вводить данные и менять конфигурацию с помощью сенсорной панели (Соответствует)</p> <p>-LCD монитор показывает ошибки и предупреждения при их возникновении для того чтобы пользователи легко понимали в чем дело. (Соответствует)</p> <p>-Стерилизатор должен иметь функцию тестирования для облегчения тестирования. (Соответствует)</p> <p>-Во время стерилизации, если пользователю нужно остановить цикл стерилизации, машина должна иметь функцию экстренной остановки (Соответствует)</p> <p>-Во время стерилизации дисплей должен показывать информацию о цикле в цифрах и графиках. После окончания принтер должен напечатать на бумаге всю информацию о цикле (Соответствует)</p> <p><b>Стерилизационный цикл</b></p> <p>-Стерилизационный цикл должен начинаться автоматически касанием на дисплей и все параметры процесса должны легко отслеживаться (Соответствует)</p> <p>-Продолжительность стерилизационного цикла не должна превышать 50 минут. Быстрый режим 25±5 мин., стандартный режим 35±5 мин., специальный режим 45±5 мин (Соответствует)</p> <p><b>Аксессуары и комплектующие</b></p> <p>-в аппарате должен использоваться бутыль со стерилантом (*) (Соответствует)</p> <p>-Один стерилант должен быть предназначен не меньше 40 стерилизационных циклов. (*) (Соответствует)</p> <p>-Бутыль должен легко устанавливаться и удаляться при остановке аппарата если это необходимо. (Соответствует)</p> <p>-Заправочный бутыль должен проверяться системой RFID на истечение срока годности и количество остаточных циклов. (*) (Соответствует)</p> <p>-Стерилант на 40 циклов должен предоставляться поставщиком. (*)</p> <p>-Подносы разных размеров для укладки хирургических инструментов: не менее 1 штук (Соответствует)</p> <p>-Срок хранения бутыли не менее 2 года (Соответствует)</p> <p>-срок использование бутыли не менее 2 месяца после установки (Соответствует)</p> <p><b>Документация (для каждой единицы каждого оборудования)</b></p> <p>-Руководство пользователя на русском языке (Соответствует)</p> <p>-Руководство по обслуживанию на русском или английском языке (Соответствует)</p> <p>-Сборка и установка (каждой единицы каждого оборудования) (Соответствует)</p> <p>-Оборудование должно собираться и устанавливаться специалистом поставщика на рабочем месте (больница) (Соответствует)</p> <p>Срок гарантии - 24 месяцев (*) (Соответствует)</p> <p>срок гарантии на дополнительное оборудование - 12 месяцев (Соответствует)</p> <p>Все оборудования нуждающиеся в расходных материалах должны допускать возможность использования общих и/или местных расходных материалов. Соответствие этому условию должно быть объявлено здесь участниками торгов (Соответствует)</p> <p>-Претендент должен представить по каждому пункту комментариев по вышеуказанным требованиям. Претендент, который комментирует тексты, такие как "да", "соблюдается" или "смотрите на каталог", копирует тексты непосредственно из формы технических характеристик, оставляет строку параметров пустой и/или предоставляет некорректную информацию или контент, считается не действительным (Соответствует)</p> <p>-Спецификация/ параметры, которые являются важными помечены звездочкой (*), и все эти спецификации должны сопровождаться техническими документами от производителя. Если некоторые из этих параметров не заполнены или не совпадают с техническими, то они считаются не действительными. (Соответствует)</p>
12	Танлов берип муддати тугайдиган сана ва вақт:	Элон жойлаптирипганидан сунг 5 кун мобайнида
14	Шартнома бахосини ва ижрочилар билан хисоб китобларни шакллантириш учун фойдаланила джиган валюта хамда тулов тартиби хақидаги ахборот:	Шартнома бахоси ва ижрочи билан хисоб китоб Узбекистон Республикаси Миллий валютаси Сум да амалга оширилади. -Ижрочи шартнома 2 томонлама имзоланиб олдиндан тулов амалга оширилган кундан бошлаб 7 кунда товарни етказиши керак.

15	Танловда иштирок этиш учун таклиф қайси тилда тайёрланиши кераклиги буйича талаб	Ўзбек тили
16	Тендер таклифларини қабул қилиш	Таклифлар сайтда эълн қилинган пайтдан бошлаб қабул қилинади
17	Молиялаштириш манбаи:	Бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан

Бош ҳисобчи:



Умарова Ж.