

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматический прибор окрашивания по Граму клинических образцов и культур микроорганизмов, зафиксированных на предметных стеклах

| №11 | Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования) |
|------|---|---|
| | Техническое задание для автоматического прибора окрашивания по Граму клинических образцов и культур микроорганизмов, зафиксированных на предметных стёклах (1 шт.) | |
| | 1. Общие требования: | |
| | Производитель: | |
| | Модель: | |
| | Страна происхождения: | |
| 1.1 | 1. Назначение: Прибор для автоматического окрашивания по Граму клинических образцов и культур микроорганизмов, зафиксированных на предметных стеклах | |
| 1.2 | Производительность: слайдов /час | |
| 1.3 | Загрузка: карусельного или линейного типа | |
| 1.4 | Автоматическая очистка | |
| 1.5 | Время окрашивания: до 24 стёкол | |
| 1.6 | Одинаковое окрашивание всех стекол | |
| 1.7 | Функции: первичное окрашивание, фиксация, обесцвечивание и контрастирующее окрашивание | |
| | 2. Электропитание: | |
| 2.1 | 220 В ± 10 %, 50 Гц | |
| 2.2 | Сетевой кабель в соответствии международными стандартами IEC 60320 | |
| 3 | 3.Требования к сертификации и регистрации: | |
| 3.1. | Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO 9001; ISO 13485 | |
| 4 | 4 Документация: | |
| 4.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке; | |
| 4.2. | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке; | |
| | Регистрация: Предлагаемые модели оборудования должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). | |
| 5 | 5.Сборка и инсталляция (для каждой единицы): | |
| 5.1 | Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте | |
| 5.2 | Наличие сервисного обслуживания в Республике Узбекистан | |
| 5.3 | Совместная работа с автоматическим микробиологическим анализатором. | |
| 6 | Инсталляция и инструктаж: | |
| 6.1 | Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек. | |

| | | |
|---|---|--|
| 7 | Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. | |
| 8 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2022года выпуска | |