

«Тасдиқлайман»

Давлатобод туман марказий
шифохона бош врач
Т.Бойдедаев



" " 2022 йил

Давлатобод туман марказий шифохонасида даволанаётган беморларга малакали
тиббий хизмат курсатиш мақсадида шифохонанинг бўлимига тиббий аппаратлани
олиш тўғрисида

ТЕХНИК ШАРТЛАРИ

№	Тиббий аппаратни номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Жаъми суммаси	Изох
1	УВЧ - 80	Дона	1	32 050 000	32 050 000	Аппарат предназначен для применения в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического, акушерско-гинекологического профиля и в других лечебных учреждениях. Показания к применению: острые воспалительные процессы травма спинного мозга и периферических нервов радикулит невралгия полиомиелит энцефалит миелит в периоды подострого и хронического течения болезнь Рейно облитерирующий эн-дартериит острые и подострые воспаления матки и придатков. Противопоказания: злокачественные новообразования системные заболевания

крови сердечная недостаточность II-III степени аневризм аорты; гипотония склонность к кровотечениям инфаркт миокарда туберкулез легких в активной фазе. Отличительные особенности Современная элементная база Автоматическая настройка резонанса Гибкие электродержатели, совмещённые с проводящими фидерами Современный дизайн Сравнительно малый вес и габариты аппарата Основные технические параметры Режимы работы Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 50 Оптимальный зазор электродов, мм 15 Время выхода аппарата на рабочий режим, мин не более 1 Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч 6 время работы, мин 20 время паузы, мин 10 Диапазон установки таймера, мин (0...99)±5%; Характеристики воздействия Рабочая частота аппарата, МГц 27,12 ± 0,163 Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт (10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80) ±20% Питание Напряжение питания, В 220 Частота питающей сети, Гц 50 Потребляемая мощность,

ВА не более 250
Габариты Габариты без
упаковки, мм не более
421 x 285 x 170 Габариты
в упаковке, мм не более
520 x 320 x 210
Масса, кг не более 7,5

Шифохонага олинаётган тиббий ускуналарни етказиш буйича танлов иштирокчиларига куйилаётган талаблар:

1. Шифохонада беморларга малакали тиббий хизмат курсатишда тиббий аппаратни Соғликни Саклаш Вазирлиги томонидан рўйхатга олинганлигини тасдиқланлаш;
2. Танловда катнашувчи корхона гувоҳномаси ва низомида тиббий аппаратларни етказиб бериш фаолияти алохида курсатилганлиги;
3. Даъвогар тиббий аппаратлари билан боғлиқ фаолиятини олиб борганлиги ҳамда тажрибага эга булиши.
4. Тиббий аппаратларни ишлатиш, уларни ишлатиш борасида ургатиш ва таъмирлаш буйича малакали ходимлари булиши шарт. Ходим хақида (диплом, разряд, сертификат, ташкилотда ишлаётганлиги тугрисида буйрукдан кучирма) маълумот.
5. Тиббий аппаратларни ўз вақтида етказиб беришлиги учун дистрибуторлик шартномаси (нусхаси) хақидаги маълумотни тақдим қилиш;
6. Етказиб берилган тиббий аппаратларни канча муддатгача бепул таъмирлаб бериш ёки алмаштириб бериши тугрисида маълумот.
7. Етказиб берилган тиббий аппаратлар билан ишловчи ходимларни тиббий аппаратни ишлатиш учун уқитиб бериш:

Танловда иштирокчилар томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш, иштирокчиларга ғолиб деб баҳолаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчисини 1-20 гача булган балл куйиб баҳоланади.

Юқори балл тўплаган давогар танлов ғолиби ҳисобланади.

Изох: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.

Бош ҳисобчи:

Бош хамшира:

КУК раиси:



Н.Эргашева

У.Бердимуратова

М.Тухтасинова