

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Нукусского РМО

П.С.Ембергенова

"09" ноября 2022г



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Наименование товара: Заприбретание мед оборудование
(Набор хирургических инструментов большой)

Нукусский район 2022-г

- 1 **Общие положения**
- 1.1 Настоящая документация по отбору наилучшего предложения разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021 года № ЗРУ-684 (далее – «Закон») и Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур от 26.05.2018 №3016
- 1.2 Предмет отбора: Заприбретание мед оборудование (Набор хирургических инструментов большой нукусского РМО
- 1.3 Стартовая стоимость отбора составляет: 280 000 000сум, с учётом НДС.
- 1.4 Техническое задание на выполнение работ представлено в технической части закупочной документации.
- 1.5 Формы заседания закупочной комиссии – электронная.
- 2 **Организаторы отбора**
- 2.1 Отдел РМО Нукуссского района является заказчиком (далее «Заказчик») отбора.
Адрес «Заказчика»: ул Акмангыт гузары 54
в нукусский района
- Реквизиты «Заказчика»: МФО 00014, ИНН 200388184
р/с 100022860352257073101054001 в
Марказий банк г Ташкент
- 2.2 Контактное лицо Организатора:
Ембергенова Пердегул начальнику РМО Нукусский 55 105 43 04
e-mail:
- 2.3 Отбор проводится закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее пяти членов.
- 3 **Участники отбора**
- 3.1 В отборе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса.за исключением юридических лиц, приведенных в 4.2.
- 3.2 В отборе могут участвовать участники, соответствующие следующим критериям:
- наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора;
 - правомочность на заключение договора;
 - отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов;
 - отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства;
 - отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

3.3 Участник отбора должен:

- соблюдать требования законодательства о государственных закупках;
- представлять предложения и документы, соответствующие требованиям закупочной документации, и нести ответственность за достоверность предоставленной информации;
- раскрывать сведения об основном бенефициарном собственнике (**Приложение №1** закупочной документации);
- предоставить заявление по недопущению коррупционных проявлений (**Приложение №3** закупочной документации);
- предоставить гарантийное письмо свидетельствующее, о том, что (1) участник не находится в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; (2) участник не имеет ненадлежащие исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком (3) компания участника, в том числе ее учредитель, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); (4) участник не имеет предъявленных в отношении себя судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям; (5) компания участника, в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности; (6) информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной (**Приложение №2** закупочной документации);
- заключать в случае признания его победителем договор с заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

4 Порядок проведения отбора

4.1 Для участия в отборе, участник отбора должен:

- а) скачать электронную версию закупочной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями отбора;
- б) подать квалификационные документы и предложение на отбор в соответствии с требованиями закупочной документации.

4.2 К участию в отборе не допускаются участники:

- находящиеся на стадии ликвидации или банкротства;
- находящиеся в состоянии претензионного или судебного разбирательства с «Заказчиком»;
- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
- имеющие просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

- зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);
- не надлежаще исполнившие принятые обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком;
- не предоставившие информацию о конечном бенефициаре (собственнике/учредителе) компании участника;
- у которых учредителями являются одни и те же юридические и/или физические лица;
- предоставившие квалификационные документы, не соответствующие требованиям тендерной документации.

4.3 Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:

- участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;
- у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства;
- участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности;
- участник отказывается раскрывать информацию о бенефициарном собственнике;
- установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником закупочной процедуры.

5 Язык отбора

5.1

Предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте предложения, когда используется более чем один язык, узбекский язык будут превалирующим. Допускается предоставление технической документации на английском языке.

6 Предложение участника и порядок его оформления

6.1

Участники подают предложения по отбору в виде электронных конвертов через свои персональные кабинеты не позднее срока, указанного в объявлении о проведении электронного отбора.

6.2

Вместе с предложением участники могут размещать в виде

файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы.

При этом предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с требованиями в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах.

6.3 Участник отбора:

- несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;
- вправе подать только одно предложение;
- вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.

6.4 Участник электронного отбора вправе направить заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений закупочной документации не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений.

6.5 Срок действия предложения участников должен составлять не менее 60 дней со дня окончания представления предложений.

6.6 В случае необходимости Заказчик может обратиться к участникам отбора с предложением о продлении срока действия их предложений на определенный период.

7 Продление срока предоставления предложений

7.1 В случае необходимости, заказчик может продлить срок представления предложений по решению закупочной комиссии.

7.2 Объявления о продлении сроков представления предложений размещается на специальном информационном портале и публикуется в других СМИ.

8 Внесение изменений в закупочную документацию

8.1 В случае необходимости заказчик вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию. Решение о внесении изменений в закупочную документацию может приниматься не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений.

В случае внесения изменений в закупочную документацию в срок окончания подачи предложений, отбор продлевается не менее чем на три рабочих дня с даты внесения изменений в закупочную документацию.

Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении.

9 Оценка предложений участников отбора

9.1 При открытии доступа к предложениям Участников проверяется наличие в нем всех документов и правильность их оформления. В случае отсутствия соответствующих документов в предложении, закупочная комиссия вправе не допускать данное предложение к рассмотрению и оценке.

- 9.2 Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя отбора на основе критериев, указанных в закупочной документации, а также на основании документов, оформленных участниками по **Приложениям 1-4** закупочной документации.
- 9.3 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в отборе.
- 9.4 Оценка предложений и определение победителя отбора производятся на основании критериев, изложенных в закупочной документации.
- 9.5 Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и закупочной документации.
- 9.6 Закупочная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник отбора не соответствует требованиям, установленным Законом или предложение участника отбора не соответствует требованиям закупочной документации.
- 9.7 Во время оценки предложений ответственный секретарь закупочной комиссии может запрашивать у участников электронного отбора разъяснения по поводу их предложений. Данная процедура проводится в электронной форме.
- 9.8 Победителем признается участник отбора, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации и предложении.
- 9.9 При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе отклонить предложение участников либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника отбора.
- 9.1 В случае если два или более участников набрали одинаковое количество баллов (при использовании бального метода) или предложили одинаковую цену (при использовании метода наименьшей цены) победителем признается участник, разместивший конкурсное предложение раньше остальных.
- 9.1 1 Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.
- 9.1 2 Любой участник отбора после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов отбора. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан представить участнику отбора соответствующие разъяснения.

10 Прочие условия

10. 1 Отбор может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимися:

- если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие;

- если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия отклонила все предложения ввиду не соответствия требованиям закупочной документации.

10. 2 Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

11 Заключение договора

11. 1 По результатам отбора договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации и предложении, поданном участником отбора, с которым заключается договор.

Порядок оплаты:

- Предоплата составляет 30% (пятнадцать процентов) от стоимости соответствующего Заказа по каждому объекту, в течении 10 банковских дней, с даты подписания Заказа. Заказы по настоящему договору оформляются только после внесения Договора в реестр договоров на специальном информационном портале.

- Оставшиеся 70 % (восемьдесят пять процентов) оплаты от стоимости соответствующего заказа перечисляется в течении 10 банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ и счет-фактуры.

Срок выполнения работ: указываются в Заказе согласно сметных расчетов.

Место выполнения работ: в Республике Каракалпакстан,

Гарантийные сроки: указаны в Приложении №1 к Техническому Заданию.

11. 2 В случае, если победитель отбора отказывается заключать договор на условиях отбора, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом, резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем отбора, или отказаться от заключения договора.

**Техническое задание на
Набор хирургических инструментов (большой)**

№	Описание требований	Наличие функции или величина параметра по ТЗ
	Спецификация	Кол-во (шт.)
1	Корнцанг по MAIER (автор) или аналог, с кремальерой, с насечкой, изогнутый, длина 260 мм. Соединение браншей специальным замком "мостиком". Нестерильный, многоразовый	2
2	Цапка для белья по BACKHAUS (автор) или аналог, изогнутая, острая, для тканевого материала, длина 110 мм. Нестерильная, многоразовая	6
3	Цапка для бумажного белья, изогнутая, не перфорирующая, тупая, длина 115 мм. Нестерильная, многоразовая	4
4	Рукоятка скальпеля №4, длина 135 мм. Нестерильная, многоразовая	2
5	Рукоятка скальпеля №3, длина 125 мм. Нестерильная, многоразовая	1
6	Ножницы по METZENBAUM (автор) или аналог, детские, деликатные, с вольфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях, изогнутые, тупоконечные, длина 145 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые	1
7	Ножницы по METZENBAUM (автор) или аналог, деликатные, изогнутые, со специальным черным покрытием, с микротомной заточкой лезвий, длина 180 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые	1
8	Ножницы по METZENBAUM (автор) или аналог, препаровальные, изогнутые, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, тупоконечные, длина 200 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые.	1
9	Ножницы по NELSON-METZENBAUM (автор) или аналог, препаровальные, изогнутые, длина 230 мм, с микротомной заточкой, карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, со специальным покрытием (TiAlN) черного цвета. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые	1
10	Ножницы по METZENBAUM (автор) или аналог, деликатные, изогнутые, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 230 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые	1
11	Ножницы, лигатурные, с насечкой, тупоконечные, изогнутые, со специальной насечкой против соскальзывания тканей, длина 180 мм. С карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях браншей. Цветовая кодировка: одна желтая рукоятка	1
12	Ножницы по LEXER (автор) или аналог, узкие, изогнутые, с вольфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях, длина 165 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые	1
13	Ножницы хирургические, стандартные, прямые, тупо-/остроконечные 145 мм. Нестерильные, многоразовые	1
14	Пинцет хирургический, прямой, средний, зубчики 1x2, длина 145 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый	2
15	Пинцет препаровальный, прямой, средний, зубчики 1x2, длина 200 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый	2
16	Пинцет по DE'BAKEY (автор) или аналог, атравматический, прямой, ширина 2 мм, длина 150 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый	2
17	Пинцет по DE'BAKEY (автор) или аналог, атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый	2
18	Пинцет препаровальный, изолированный, длина 200 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый	1
19	Пинцет хирургический, изолированный, с зубчиками 1x2, длина 200 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый.	1
20	Зажим по KOCHER (автор) или аналог, гемостатический, прямой, с кремальерой, зубчики 1x2, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый	6

21	Зажим по PEAN (автор) или аналог, гемостатический, тупоконечный, с кремальерой, прямой, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый	6
22	Зажим по HALSTED (автор) или аналог, MOSQUITO, деликатный, изогнутый зубчики 1x2, длина 125 мм. Нестерильный, многоразовый	6
23	Зажим по HALSTED (автор) или аналог, MOSQUITO, гемостатический, деликатный, изогнутый, длина 125 мм. Нестерильный, многоразовый	6
24	Зажим по HALSTED (автор) или аналог, деликатный, прямой, с насечкой, длина 185 мм. Нестерильный, многоразовый	2
25	Зажим по HALSTED MOSQUITO (автор) или аналог, деликатный, прямой, зубчики 1x2 185 мм. Нестерильный, многоразовый	2
26	Зажим по KOCHER-OCHSNER (автор) или аналог, прямой, зубчики 1x2, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый	2
27	Зажим по KOCHER-OCHSNER (автор) или аналог, гемостатический, прямой, зубчики 1x2, длина 240 мм. Нестерильный, многоразовый	2
28	Зажим по KOCHER-OCHSNER (автор) или аналог, прямой, зубчики 1x2, длина 260 мм. Нестерильный, многоразовый	2
29	Корнцанг по MAIER (автор) или аналог, с кремальерой, прямой, длина 260 мм. Нестерильный, многоразовый	2
30	Зажим по MIKULICZ (автор) или аналог, брюшинный, изогнутый 200 мм, с зубцами 1x2, изготовлен из высококачественной углеродистой стали, нестерильный, многоразовый	6
31	Зажим по OVERHOLT (автор) или аналог, изогнутый, №0, длина 215 мм. Нестерильный, многоразовый	2
32	Зажим по OVERHOLT-GEISS (автор) или аналог, лигатурный, изогнутый, №1, длина 205 мм. Нестерильный, многоразовый	2
33	Зажим по OVERHOLT-GEISS (автор) или аналог, лигатурный, изогнутый, №2, длина 220 мм. Нестерильный, многоразовый	2
34	Зажим по MIXTER (автор) или аналог, детский, сильно изогнутый, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый	2
35	Иглодержатель по CRILE-WOOD (автор) или аналог, прямой, с вольфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях, с насечкой 145 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильный, многоразовый	2
36	Иглодержатель по MAYO-HEGAR (автор) или аналог, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, сильно зазубренный 205 мм. С рукоятками желтого цвета. Нестерильный, многоразовый	2
37	Иглодержатель по DE'BAKEY (автор) или аналог, деликатный, с насечкой 0,4 мм, длина 180 мм. С карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях браншей. Цветовая кодировка: желтые рукоятки. Нестерильный, многоразовый	2
38	Расширитель по ROUX (автор) или аналог. Состоит из трех двусторонних расширителей по ROUX (автор) или аналог в комплекте. Размеры: 19x22 мм, 23x30 мм; 25x26 мм, 28x38 мм; 28x29 мм, 33x45 мм. Нестерильный, многоразовый	1
39	Расширитель по LANGENBECK (автор) или аналог, длина 210 мм, глубина 28 мм, ширина 14 мм. С окончатой рукояткой. Нестерильный, многоразовый	2
40	Расширитель по LANGENBECK (автор) или аналог, длина 210 мм, глубина 40 мм, ширина 10 мм. С окончатой рукояткой. Нестерильный, многоразовый	2
41	Расширитель по KOCHER-LANGENBECK (автор) или аналог, длина 215 мм мм, глубина 55 мм, ширина 11 мм, с окончатой рукояткой. Нестерильный, многоразовый	2
42	Расширитель по VOLKMANN (автор) или аналог, четырехзубый, полуострый, зубчики 8,5x19 мм, длина 220 мм. С окончатой рукояткой. Нестерильный, многоразовый	2
43	Крючок двузубый, острый, большой, изогнутый, зубцы 7,5x7,5 мм, длина общая 165 мм. Нестерильный, многоразовый	2
44	Расширитель по CUSHING (автор) или аналог, для вены, глубина и ширина 10x13 мм, длина 205 мм. Нестерильный, многоразовый	2
45	Пулевка по CZERNY (автор) или аналог, маточная, прямая, зубчики 4x4, ширина 11 мм, длина 200 мм. Нестерильная, многоразовая	1
46	Зажим по ALLIS (автор) или аналог, атравматический, ширина 6,2 мм, длина 160	1

	мм. Нестерильный, многоразовый	
47	Кюретка по VOLKMANN (автор) или аналог, костная, ширина 5,2 мм, длина 170 мм, фигура № 0, овальная. Нестерильная, многоразовая	1
48	Зонд по NELATON (автор) или аналог, с язычком, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый	1
49	Зонд двусторонний, диаметр 1,5 мм, длина 145 мм. Нестерильный, многоразовый	1
50	Внутренняя кассета-бокс, круглая, с отверстиями (с перфорацией), 62x17 мм. Используется с игольницей размером 65x16 мм. Нестерильная, многоразовая	1
51	Чаша лабораторная, объём 0,16 л, круглая, диаметр верха 8,3 см, диаметр дна 5,4, высота 4,1 см. Нестерильная, многоразовая	1
52	Чаша лабораторная, круглая, диаметр 111 мм, высота 56 мм, ширина 72 мм, объём 0,3 л. Нестерильная, многоразовая	1
53	Лоток почкообразный, нержавеющей сталь, длина 250 мм. Нестерильный, многоразовый	1
54	Проводник по REDON (автор) или аналог, слегка изогнутый, остроконечный, по типу ножа, CH.10, длина 190 мм, с резьбой. Нестерильный, многоразовый	1
55	Проводник по REDON (автор) или аналог, слегка изогнутый, остроконечный CH.12, длина 190 мм. Нестерильный, многоразовый	1
56	Корпус контейнера, стандарт 1/1, без перфорации, внешний размер: длина 592 мм, ширина 274 мм, высота 135 мм. Предназначен для стерилизации, хранения и транспортировки хирургических инструментов и медицинской техники. Нестерильный, многоразовый	1
57	Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая, со специальной перфорацией и креплением для фильтра (многоразового или одноразового) 582 мм x 291 мм x 36 мм. Предназначена для использования с контейнером для стерилизации и хранения размером 1/1. Нестерильная, многоразовая	1
58	Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485 мм x 253 мм x 56 мм. Предназначена для стерилизации, хранения и транспортировки хирургических инструментов и медицинской техники. Нестерильная, многоразовая	2
59	Силиконовый мат, для сетки стандарта DIN, 480 мм x 250 мм, предотвращает скольжение инструментов внутри сетки. Нестерильная, многоразовая	2
60	Идентификационная табличка для контейнера, красная, вмещает до 13 знаков, предназначена для упрощения идентификации контейнеров с изделиями медицинского назначения в ЦСО и оперблоке	2
61	Многоразовый фильтр для контейнера (10 штук в 1 упаковке). Круглый, диаметр 190 мм, с отверстием посередине для крепления на крышке, с помощью держателя фильтра. Предназначен для 1000 циклов стерилизации	1
62	Пломба пластиковая, для контроля стерильности контейнеров, в упаковке 100 штук. Нестерильная, одноразовая	1
63	Sterilit смазка для инструментов, аэрозоль 300 мл, предназначена для обработки инструментов, стерильная. Возможно использование с адаптором (поставляется вместе с аэрозолем), применяется только в комбинации с паровой стерилизацией	1