



"УТВЕРЖДАЮ"
НФ РСНИМЦХ им. Ак В.Вахидов

2022 года

Техническое задание на закуп автоматическая мойка для эндоскопов

- Предназначен для проведения мойки, дезинфекции (ДВУ) и стерилизации гибких эндоскопов;
- Полностью автоматизированный процесс для дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, качественная очистка всех каналов;
- Единовременная обработка 2 гибких эндоскопов;
- Возможность подключения гибких эндоскопов Fujifilm, а также ведущих производителей гибких эндоскопов
- Тест на герметичность;
- Использование «традиционных» дезинфектантов и детергентов;
- Возможность выбора оптимального алгоритма обработки эндоскопов;
- Сушка эндоскопа воздухом и спиртом;
- Наличие режима самодезинфекции машины;
- Наличие автоматического контроля критических параметров цикла обработки эндоскопов с выдачей протокола;
- Автоматическое приготовление рабочих растворов или применение многоцветных готовых растворов;
- Возможность обработки в одном аппарате разные по виду исследований гибкие эндоскопы (например: колоноскопы и бронхоскопы*), за счет двух баков для многоцветных дезинфицирующих средств;
- Возможность минимизации контакта персонала отделения с парами и растворами дезинфицирующих средств и предотвращения их негативного воздействия на здоровье.
- Длительность цикла - не более 45 минут
- Максимальное давление - 0,3 Бар
-
- **Модуль подвода воды, не более, мм: 130x750x500.**
- **Диапазон дозирования:** детергента, мл - от 0 до 250; дезинфектанта, мл - от 0 до 250; сушка спиртом, мл - от 0 до 250.
- **Емкость баков:** концентрированный дезинфектант, не менее, л – 5; система подогрева дезинфектанта - от 20° С до 60° С; вода, не менее, л – 15; дезинфектант 1 бак, не менее, 1 л – 15; дезинфектант 2 бак, не менее, 1 л – 15; детергент, не менее, л – 5; водный раствор спирта, не менее, л – 5.
- **Тип электропитания:** однофазное, 220 ± 10 % (50\60 Гц) В, с заземлением.
- **Слив:** принудительный слив - 1 подключение для канализации; сливной краник - 2 подключения для слива дезинфицирующих средств и растворов; максимальная номинальная мощность - 1800 ВА.

- Диапазон установки значений таймера: дезинфектант - от «00:00:00» до «59:59:59»; сушка воздухом - от «00:00:00» до «59:59:59»; промывка водой - от «00:00:00» до «59:59:59»; детергент - от «00:00:00» до «59:59:59».
- Разъемы подключения в кювете: для 2 эндоскопов - 6 подключений.
- Наличие HEPA фильтра (EN15883) для стерилизации воздуха

Срок поставки 30 дней