

“ТАСДИКЛАЙМАН”  
Олтинсой туман тиббиёт  
бирлашмаси бошлиги

Ф.Н.Умаров

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

### ТЕХНИК ВАЗИФА

Энг яхши таклифлар маълумот жадвали ушбу бўлимда танлов предмети билан боғлиқ аниқ коидалар, шунингдек танлов ҳужжатларининг талаблари ҳақида маълумот келтирилган.

№	Бўлим номи	Бўлимлар учун тушунтиришлар
1	Буюртмачи ташкилот	Сурхондарё вилояти Олтинсой туман тиббиёт бирлашмаси
2	Объектнинг тўлик номи	Коагулятор 1 шт. Катта жаррохлик асбоблар тўплами 1 шт. Кичик жаррохлик асбоблар тўплами 1 шт.
3	Танлов эълон қилинган махсус электрон портал	<a href="https://etender.uzex.uz/">https://etender.uzex.uz/</a> веб сайтида эълон қилинади
4	Буюртмачи манзили	Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани
5	Танлов тури	Энг яхши таклифларни танлаш
6	Алоқа телефони:	Тел: (876) 47-77-303 маъмурият, Бош ҳисобчи Ишманов Абдувоҳид Ибодуллаевич (+998)-97 533-34-43
7	Танлов ҳужжатларини қабул қилиш жойи	Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Бўстон шаҳарчаси А.Қодирий кўчаси 10 уй
8	Иштирокчилар танловда иштирок этиш ҳуқуқига эга	Танловда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш ниятини билдирган ҳар бир хўжалик юритувчи субъект иштирокчи бўлиши мумкин.
9	Таклифларни қабул қилиш муддатлари	Танлаш бўйича ҳужжатлар давлат буюртмачиси томонидан махсус электрон порталга жойлаштирилган ва юқори турувчи орган томонидан модерациядан ўтказилган санадан эътиборан тугагунга қадар.
10	Буюртмачининг банк реквизитлари	ШХВ: 400322860222017073101054001 ИХВ: 100022860222017073101054001 Х/Р: 23402000300100001010 Молия вазирлиги газначилиги СТИР: 201122919 МФО:00014 ОКЭД: 91511 Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ бош бошқармаси СТИР: 201951489 МФО: 00014 Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ
11	Иштирокчилар танловда иштирок этишларига руҳсат этилади	22.04.2021 йил Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида” ги №684-сонли қонунига мувофиқ
12	Керакли ҳужжатлар (ҳодимларнинг мавжудлиги ва иш тажрибаси, зарур машина ва механизмлар, ускуналар, транспорт воситалари, соликлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисидаги	Тасдиқланган шаклда электрон порталга жойлаштирилиши талаб қилинади,

	маълумотномалари. хизмат кўрсатувчи банкнинг пул айланмаси тўғрисидаги маълумоти, молиявий айланмаси, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида кайд этилмаганлиги тўғрисида маълумот)	
13	Шартномани бажариш учун тўловлар миқдори	Олдиндан тўлов 30% аванс сифатида. қолган 70% барча шартномавий мажбуриятлар бажарилгандан кейин
14	Буюртмачи томонидан эълон қилинган дастлабки нарх	210 335 000 (икки юз ўн миллион уч юз ўттиз беш минг) сўм
15	Танлов тили	Ўзбек ва рус
16	Молиялаштириш манбаи	Бюджетдан маблағлар ҳисобидан
17	Шартнома валютаси	Сўм

Олтинсой туман тиббиёт  
бирлашмаси бош ҳисобчиси :-



А.И.Ишманов

**НАБОР  
ОПЕРАЦИОННЫЙ БОЛЬШОЙ  
ПАСПОРТ**

Набор предназначен для поставки в районы с умеренным, холодным и общим климатом.  
Исполнение УХЛ 4.2 и О 4.2.

Набор предназначен для оказания квалифицированной хирургической помощи.

### 1. Технические данные

- 1.1 Габаритные размеры набора в упаковке: 450x220x400  
1.2 Масса набора не более 35 кг.

### 2. Комплект поставки

В каждый комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

Наименование изделий	Кол-во
Упаковочное место № 1	
✓ Кипятильник дезинфекционный П-40-1	✓ 1 ✓
✓ Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1	✓ 18 ✓
✓ Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1	✓ 18 ✓
✓ Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2	✓ 12 ✓
✓ Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3	✓ 4 ✓
✓ Зажим кровоостанавливающий типа «Москито» изогнутый по плоскости	✓ 10 ✓
✓ Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине	✓ 10 ✓
✓ Зажим с кремальерой для операционного белья	✓ 10 ✓
✓ Зонд хирургический желобчатый, 170 мм	✓ 1 ✓
✓ Зонд хирургический пуговчатый двусторонний	✓ 1 ✓
✓ Зонд зубный с отверстием	✓ 1 ✓
✓ Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм	✓ 4 ✓
✓ Ножницы тупоконечные вертикально- изогнутые 170 мм	✓ 2 ✓
✓ Ножницы тупоконечные прямые 140 мм, или те же, армированные твёрдым сплавом	✓ 2 ✓
✓ Ножницы для разрезания повязок с пуговкой гориз.онтально-изогнутые 185 мм	✓ 1 ✓
✓ Ножницы с одним острым концом прямые или те же, армированные твердым сплавом, 140 мм	✓ 2 ✓
✓ Расширитель трахеотомический	✓ 1 ✓
✓ Шпатель нейрохирургический двустор. с шириной р.ч. 8 мм	✓ 1 ✓
✓ Шпатель нейрохирургический двустор. с шириной р.ч. 15 мм	✓ 1 ✓
✓ Игла лигатурная тупая левая	✓ 1 ✓
✓ Игла лигатурная тупая правая	✓ 1 ✓
✓ Крючок хирургический однозубый костный острый	✓ 2 ✓
✓ Крючок хирургический 4-х зубый острый №2	✓ 2 ✓
✓ Крючок хирургический 4-х зубый тупой №2	✓ 2 ✓
✓ Крючки пластинчатые по Фарабефу	1 комп. ✓
✓ Крючок трахеотомический острый	✓ 2 ✓
Упаковочное место № 2	
✓ Кипятильник дезинфекционный П-40-1	✓ 1
✓ Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые 230 мм	✓ 1 ✓ ✓
✓ Пила проволочная витая	✓ 6 ✓ ✓

✓ Распатор реберный с двойным изгибом, левый	✓ 1	✓
✓ Распатор реберный с двойным изгибом правый	✓ 1	✓
✓ Ручки к проволочным пилам	✓ 1 пара	✓✓
✓ Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой, 240 мм	✓ 2	✓
✓ Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый, 235 мм	✓ 2	✓
✓ Зажим для почечной ножки, изогн. по радиусу, №1, малый	✓ 2	✓
✓ Иглодержатель сосудистый, 200 мм	✓ 4	✓
✓ Корнцанг изогнутый	✓ 3	✓
✓ Корнцанг прямой	✓ 3	✓
✓ Щипцы кишечные окончатые для взрослых	✓ 1	✓
✓ Щипцы геморроидальные окончатые прямые	✓ 2	✓
✓ Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые)	✓ 1	✓
✓ Зеркало влагалищное двусторчатое по Куску № 1, №2, №3	✓ 1 комп.	✓
✓ Ложка костная двусторонняя острая	✓ 2	✓
✓ Нож ампутационный большой	✓ 1	✓
✓ Нож ампутационный малый	✓ 1	✓
✓ Пинцет анатомический 150 мм.	✓ 12	✓
✓ Пинцет анатомический 200 мм.	✓ 4	✓
✓ Пинцет хирургический 150 мм.	✓ 10	✓
✓ Пинцет хирургический 200 мм.	✓ 4	✓
✓ Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150x3,5	✓ 2	✓
✓ Скальпель брюшистый средний	✓ 10	✓
✓ Скальпель остроконечный средний	✓ 2	✓
✓ Молоток металлический с резиновой накладкой средний	✓ 1	✓
✓ Пластина для оттеснения внутренностей	✓ 1	✓
✓ Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый	✓ 1	✓
✓ Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей	✓ 1	✓
✓ Распатор прямой	✓ 1	✓
✓ Распатор изогнутый малый	✓ 1	✓
Упаковочное место № 3		
✓ Кипятильник дезинфекционный П-40-1	✓ 1	✓
✓ Игла для спинно-мозговой пункции А10-10x90x30	✓ 1	✓
✓ Игла для спинно-мозговой пункции А10-12x120x30	✓ 1	✓
✓ Ложки нейрохирургические острые, овальные	✓ 1 комп.	✓
✓ Игольник	✓ 3	✓
Иглы хирургические: -изогнутые на 3/8 окружности с трехгранным острием		
✓ 3В1-1,2x55	✓ 20	✓
✓ 3В1-1,1x50	✓ 20	✓
✓ 3В1-0,7x28	✓ 20	✓
✓ 3В1-0,6x20	✓ 20	✓
Иглы хирургические: -изогнутые на 4/8 окружности с трехгранным острием		
✓ 4В1-1,2x55	✓ 50	✓
✓ 4В1-1,0x45	✓ 20	✓
✓ 4В1-0,6x20	✓ 30	✓

Иглы хирургические: -изогнутые на 4/8 окружности с круглым острием		
✓ 4А1-1,0х45	✓ 10	✓
✓ 4А1-0,9х36	10	✓
✓ 4А1-0,8х32	5	✓
Иглы хирургические: -изогнутые на 4/8 окружности с круглым острием		
✓ 4А1-0,7х45	✓ 100	✓
✓ 4А1-0,6х36	50	✓
✓ 4А1-0,6х20	50	✓
Игла хирургическая 0А1-0,7х45	✓ 50	✓
✓ Крючок хирургический тупой 4-х зубый № 4	✓ 2	✓
✓ Трубки трахеотомические № 1,2,3,4,5,6	✓ По 2 шт.	✓
✓ Долото с шестигранной ручкой желобоватое, 15 мм	✓ 1	✓
✓ Долото с шестигр. ручкой плоское с одностор. заточкой, 15 мм	✓ 1	✓
✓ Долото с шестигр. ручкой плоское с одностор. заточкой, 25 мм	✓ 1	✓
✓ Щипцы для захватывания кишечной стенки	✓ 2	✓
✓ Щипцы кишечные окончатые для детей	✓ 1	✓
✓ Сменные лезвия	✓ 10	✓
✓ Ручки скальпеля	✓ 1	✓
✓ Пинцет хирургический глазной большой, прямой 100х0,6	✓ 1	✓
✓ Кусачки Дальгрена для взрослых	✓ 1	✓
✓ Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Янсена с удлиненными ручками	✓ 1	✓
✓ Ножницы реберные гильотинные	✓ 1	✓
✓ Держатель для захватывания и удерживания трубчатых костей мощный	✓ 1	✓
✓ Щипцы секвестральные изогнутые №2	✓ 1	✓
✓ Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые	✓ 1	✓
✓ Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые	✓ 1	✓
Упаковочное место № 4		
✓ Кипятильник дезинфекционный П-40-1	✓ 1	✓
✓ Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками	✓ 1	✓
✓ Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 60 мм	✓ 1	✓
✓ Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 100 мм	✓ 1	✓
✓ Зеркало влагалищное по Дуайену № 4	✓ 1	✓
✓ Зеркало влагалищное по Дуайену № 5	✓ 1	✓
✓ Зеркало ректальное двусторчатое со сплошными губками	✓ 1	✓
✓ Зеркало ректальное детское 91 мм	✓ 1	✓
✓ Зеркало для левой доли печени	✓ 2	✓
✓ Зеркало печеночное 100 мм	✓ 1	✓
✓ Зеркало по Ричердсону	✓ 2	✓
✓ Коловорот	✓ 1	✓
✓ Пила рамочная	✓ 1	✓
✓ Ранорасширитель речный д/грудной полости с расходом зеркал от 0 до 165 мм	✓ 1	✓

✓ Зажим кишечный жесткой	✓ 2 ✓
✓ Ложки нейрохирургические овалы жесткие острые (№1,2,3,4)	✓ 1 комп. ✓
✓ Троакары полостные	✓ 1 комп. ✓
Эксплуатационная документация	
Паспорт	1 экз.

### 3. Сведения о приемке

3.1 Набор операционный-большой соответствует ТУ 9437-295-07613444-2010 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

### 4. Сведения о консервации

- 4.1 Условия хранения «Л» для УХЛ4.2 и «С» для О4.2.  
 4.2 Предельный срок защиты без переконсервации – 5 лет.

### 5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Гарантийный срок хранения набора – 5 лет  
 5.2 Гарантийный срок эксплуатации набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

### 6. Сведения о рекламациях

6.1 Рекламации, в установленном порядке, вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу:

606131, п. Тумботино, Нижегородской области,  
 Павловского района, ул. Пушкина, д.1  
 ОАО «Медико-инструментальный завод  
 им. М. Горького»

### 7. Хранение

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +10° до 45° С и относительной влажности воздуха до 97 %. Воздух не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

### 8. Подготовка к работе

8.1 Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации согласно МУ 287-113.

Дезинфекцию проводят сухим горячим воздухом при температуре (120±3)°, время выдержки- (45+5)мин., или кипячением в дистиллированной воде с натрием двууглекислым 2% (пищевая сода) при температуре (99±1)°, время выдержки 15+5 мин.

Предстерилизационную очистку проводят следующим образом: изделия предварительно ополаскивают в проточной воде и погружают на 15 мин. в раствор моющего препарата «Биолот», концентрация раствора 0,5%, t-40° или в раствор перекиси водорода с моющим препаратом «Лотос» концентрация 0,5%, t-50° и время 15 мин. Повторно

л 1

**НАБОР  
ОПЕРАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ**

**ПАСПОРТ**

НА-29



Набор предназначен для поставки в районы с умеренным, холодным и общим климатом.  
Исполнение УХЛ 4.2 н О 4.2

Набор предназначен для оказания квалифицированной хирургической помощи.

**1. Технические данные**

- Габаритные размеры набора в упаковке: 450x220x200
- Масса набора не более 20 кг.

**• Комплект поставки**

В каждый комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

№№	Наименование изделий	Кол-во шт. в наборе
1	Кипятильник дезинфекционный	2
2	Игодержатель общехирургический, 200 мм	1
3	Игла литатурная тупая правая	1
4	Игла литатурная тупая левая	1
5	Игла для спинно-мозговой пункции 1A1-10x60	1
6	Игла для спинно-мозговой пункции 1A1-12x120	1
7	Ножницы тупоконечные, вертикально-взотпугтые, 140 мм	2
8	Ножницы тупоконечные, прямые, 140 мм	1
9	Ножницы для рассечения мягких тканей в губочках полостей	1
10	Ножницы для разрезания повязок с лутровкой	1
11	Лопатка Бувьского для отщеснения внутрениостей	1
12	Подъемник для языка прямой	1
13	Подъемник для языка тканевый	1
14	Зонд желобоватый хирургический, 170 мм	2
15	Зонд хирургический пуповчатый 2-х сторонний	2
16	Распатор прямой	1
17	Ложка костная острая средняя	1
18	Ложка двухсторонняя острая	1
19	Крючок трахеотомический острый	2
20	Скальпель броушевый острый	2
21	Скальпель остроконечный средний	1
22	Скальпель остроконечный малый	1
23	Нож резекционный броушевый	1
24	Маска наркозная складная (каркас)	1
25	Ранорасширитель без кремальеры	1
26	Пинцет анатомический 150 мм	4
27	Пинцет хирургический 150 мм	4
28	Пинцет зубчатогалчатый 150 мм	1
29	Языкодержатель взрослых	1
30	Роторасширитель с кремальерой большой	1
31	Долото с односторонней заточкой, шириной 15 мм	1
32	Крючок пластинчатый по Фарабсфу, 165 мм	1
33	Крючок пластинчатый по Фарабсфу, 215 мм	1

34	Зажим кишечный эластичный прямой для взрослых, 240 мм	2
35	Зажим кишечный эластичный изогнутый для взрослых, 225 мм	2
36	Нож ампутировальный большой	2
37	Катетер уретральный металлический женский изогнутый №17	1
38	Катетер уретральный металлический мужской изогнутый №18	1
39	Губки трахеотомические №3	1
40	Трубки трахеотомические №4	1
41	Крючок хирургический острый трехзубый №3	1
42	Крючок хирургический тупой четырехзубый №3	1
43	Молоток стоматологический металлический с насадкой малой	1
44	Ножницы реберные пилотинные	1
45	Держатель для захватывания и удержания костей молчалий	1
46	Пинцис -кусачки костные с круглыми губками прямые	1
47	Пинцис костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с круглыми губками изогнутые по плоскости	1
48	Пинцис костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с узкими овальными губками изогнутые по плоскости	1
49	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1	3
50	Зажим кровоостанавливающий 1x2 зубчатый прямой №2	4
51	Зажим с кремальерой для прикреплешя беля к броуше	4
52	Зажим с кремальерой для операционного беля	5
53	Коридант изогнутый	2
54	Пинцис геморридальные окончатые прямые	1
55	Пинцис геморридальные окончатые изогнутые	1
56	Пила рамочная	1 комп.
57	Крючок хирургический тупой четырехзубый №4	1
58	Капельница к флаконам для хлороформа и эфира	1
59	Игольник	2
	Эксплуатационная документация	
	Паспорт	1

**3. Сведения о приемке**

3.1 Набор операционный малый соответствует ТУ 9437-295-07613444-2010 и принята годным к эксплуатации.

16 июля 2014

**4. Сведения о консервации**

- Условия хранения №Дв для УХЛ 2 и «С» для О 4.2
- Предельный срок хранения без переконсервации – 5 лет.

**• Гарантийные обязательства**

- Гарантийный срок хранения набора – 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию

**• Сведения о рекламации**

6.1 Рекламации, в установленном порядке, вместе с паспортом представляются предприятию изготовителю по адресу:  
606131, п. Тумботино, Нижегородской области.